

cellustar

Radical Cellulite Therapy

Una tecnología futurista para una figura nueva
A futuristic technology for a new figure
Une technologie futuriste pour un corps nouveau



01. Proceso celulítico


Trastorno de la circulación capilar del tejido adiposo:

- ▶ Los adipocitos de esta zona no pueden realizar lipólisis
- ▶ Aumentan de volumen
- ▶ Comprimen los vasos sanguíneos
- ▶ Perturban la microcirculación
- ▶ Provoca la desestructuración de la malla fibrosa
- ▶ Aparición de fibrosis
- ▶ "Piel de naranja"

02. Estado de la zona


Falta de oxigenación – Congestión de adipocitos – Fibrosis – Acumulación de desechos – Disminución de la capacidad de desplazamiento de los distintos planos cutáneos profundos.

Frente a tal panorama, la experiencia ha demostrado que las numerosas terapias aisladas disponibles hasta ahora no estaban a la altura de la situación.



03. Acción *celluStar*

La tecnología futurista del celluStar posibilita por primera vez la aplicación simultánea de las 3 acciones más espectaculares en la reducción radical de las celulitis blandas, edematosas y compactas. La sesión de tratamiento dura aproximadamente 40 minutos y consta de 3 fases absolutamente complementarias:



Vacuoxigenoterapia (preliminar)

ACCIÓN: Oxigenación de los tejidos y despegue de las capas fibrosas.


RESULTADO: Los ácidos grasos se vuelven hidrófilos. Mejora la capacidad de desplazamiento de los distintos planos de la piel. Descongestión de los tejidos.



Electroporación (ataque)

ACCIÓN: Penetración en pocos minutos y sin modificación molecular de los principios activos que actúan sobre la circulación y los adipocitos.

RESULTADO: Disociación de los MPS y liberación de agua liada. Activación de las lipasas y degradación de los triglicéridos.



Drenaje H.T.L.F. (limpieza)

ACCIÓN: Drenaje total (celular, capilar, linfático) por aplicación de campo electromagnético de baja frecuencia, alta tensión y ondas kilométricas.

RESULTADO: Eliminación de los desechos y toxinas movilizados durante las fases 1 y 2. Restablecimiento de la circulación de retorno. Reafirmación de los tejidos.

04. La innovación *celluStar*

Resultados espectaculares y tratamientos rápidos son el fruto de la integración de 3 tecnologías innovadoras:

Electroporación: Penetración en pocos minutos y en la totalidad de la zona tratada de los productos sin modificación de sus componentes.

Vacuoxigenoterapia: Terapia subdérmica con vacío y oxígeno naciente al mismo tiempo.

Drenaje H.T.L.F.: Campo electromagnético de baja frecuencia, alta tensión y ondas pulsadas.

Unas nuevas tecnologías que también permiten obtener unos resultados hasta ahora nunca alcanzados en tratamientos de reafirmación y regeneración.

Radical Cellulite Therapy

01. Vacuoxigenoterapia

La integración de la terapia subdérmica con oxígeno nascente es una tecnología exclusiva de **cellulitea**

L'intégration de la thérapie subdermique avec oxygène naissant est une technologie exclusive **cellulitea**

The integration of subdermic and oxygen therapies is a **cellulitea** exclusive technology.



02. Electroporación


Los 5 transductores H.T.L.F. (25 x 15 cm) realizan la Electroporación y el drenaje en pocos minutos sobre grandes zonas corporales de forma totalmente automática (sin intervención manual).

Les 5 transducteurs H.T.L.F. (25 x 15 cm) effectuent l'électroporation et le drainage en quelques minutes et sur d'importantes zones corporelles de façon totalement automatique (sans intervention manuelle).

The 5 H.T.L.F. transductors (25 x 15 cm) do both electroporation and drainage in a very short time through large body areas in a totally automatic way (without manual work).



03. Drenaje H.T.L.F.



cellustar

Características técnicas / Caracteristiques techniques / Technical data

- ▶ Dimensiones sin soporte / Dimensions sans support / Dimensions without stand: 50 x 38 x 13 cm (largo x ancho x alto) (l x a x h) (l x w x h)
 - ▶ Dimensiones con soporte / Dimensions avec support / Dimensions with stand: 55 x 55 x 100 cm
 - ▶ Peso sin soporte / Poids sans support / Weight without stand: 10 Kg.
 - ▶ Peso con soporte / Poids avec support / Weight with stand: 18 Kg.
 - ▶ Eléctricas de entrada / Electriques d'entree / Electric input:
 - Alimentación / Alimentation / Power supply: 220-240 v. / 50-60 Hz.
 - Máx. Consumo / Max. Consommation / Max. Power: 300W
 - Fusibles / Fusibles / Fusibles: 1 A
 - ▶ Eléctricas de salida / Electriques d'emission / Electric output:
 - Máx. Tensión / Tension Max. / Max. Voltage: 20 Kv.
 - Máx. Intensidad / Intensité Max. / Max. Intensity: 5 mA
 - ▶ Emisión ondas puladas / Emission d'ondes pulsées / Pulsated waves emission:
 - Rango frecuencia / Fréquence / Frequency: 2-5 KHz.
 - Campo eléctrico (Uskin) / Champs électrique (Uskin) / Skin field (Uskin): 500-1000 v.
- Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.



Distribuidor:

clinipro

C/ Santa Joaquina, 18
08172 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
Tel. 93 590 31 08 - Fax 93 590 31 09
info@clinipro.net - www.clinipro.net